


Sistemas de Purificación de ADN Plasmídico

Para visualizar componentes hacer click en



Especificaciones	Sistema de Plasmidos de pequeña escala (>20µg)				Sistema de Plasmidos de gran escala	
	Columna Simple	Alto Rendimiento		Columna Simple		
Rendimiento hasta (µg)	20	5	9	20	200	1mg
Volumen de cultivo inicial (ml)	1-10	1-1,5	0,5-1,5	0,5-1,5	50-250	250-500
Tiempo aproximado (min)	45	40-60	45	45	30-45	75
Tecnología	Mem	Mem	Mag	Mag	Mem	Mem
Manual / Automático	M	M/A	A	A	M	M
Aplicaciones						
Transfección				•	•	•
Transcripción In vitro	•	•	•	•	•	•
Clonaje	•	•	•	•	•	•
Generación de sonda	•	•	•	•	•	•
Secuenciación	•	•	•	•	•	•
PCR	•	•	•	•	•	•
Restricción de Digestión	•	•	•	•	•	•
Transformación	•	•	•	•	•	•
Catálogo #	A1330 A1460	A2250 A2255 A2258	A1630 A1631	A2380 A2381	A2492 A2495	A2392 A2393

Leyenda:

Mem= Membrana

Mag= Magnético

•= Recomendado