




## Sistemas de Purificación de Fragmentos de ADN

Para visualizar componentes hacer click en



	Columna Simple			Alto Rendimiento	
Especificaciones					
Recuperación hasta	95%	96%	80%	90%	(*)Phred Score de 20 para, por lo menos, 650 bases.
Tiempo aproximado (min)	15	15	15	20	35
Tecnología	Mem	Res	Res	Mem	Mag
Manual / Automático	M	M	M	M/A	A
Aplicaciones					
PCR CleanUp	•	•		•	
Extracción de Gel	•	•		•	
CleanUp para reacciones enzimáticas	•		•		
Remoción de Nucleotidos	•	•	•	•	•
Catálogo #	<a href="#">A9281</a> <a href="#">A9282</a>	<a href="#">A7170</a> <a href="#">A2180</a>	<a href="#">A7280</a>	<a href="#">A9341</a> <a href="#">A9342</a>	<a href="#">A1831</a> <a href="#">A1832</a>

Leyenda:
Mem= Membrana
Mag= Magnético
Res= Resina
•= Recomendado

(\*) Un Phred Score de 20 indica 1 error para cada 100 bases.

