



BIOLOGÍA MOLECULAR

IDENTIDAD GENÉTICA.

Slicprep™ 96 Device

Slicprep™ 96 Device: Permite que material sólido sea incubado con una solución en una cesta que se coloca en una placa de pocillo profundo. Luego de la incubación, la cesta es subida para crear un espacio de 0.5ml por debajo de la cesta. Esto permite la eliminación del líquido de incubación y material solubilizado del soporte sólido sin tener que transferir el material a otro tubo o placa. Agujeros de un milímetro en la parte inferior de la cesta permiten el rápido flujo de líquido dentro y fuera de los cestos. El dispositivo está fabricado con polipropileno para reducir la absorción del material biológico en el plástico y dar fuerza y la estabilidad en una amplia gama de temperaturas. Los componentes son fabricados y ensamblados en una sala limpia con filtros HEPA, personal con guantes y bata para disminuir la probabilidad de contaminación del ADN.