



BIOLOGÍA MOLECULAR

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

Steady-Glo® Luciferase Assay System

Steady-Glo® Luciferase Assay System: Sistema de cuantificación de alto rendimiento de luciferase (*Photinus pyralis*) en células de mamíferos es comúnmente realizada por el procesamiento por lotes de placas 96 y 384 pozos. El ensayo proporciona una señal homogénea de vida media de más de 5 horas, de uso común en medios de cultivo celular sin previo procesamiento de la muestra. Las tasas de rendimiento de varios miles de muestras por hora puede lograrse con un alto estándar de la reproducibilidad bajo condiciones de estándar. Incluye: Steady-Glo® Luciferase Assay Substrate y Steady-Glo® Luciferase Assay Buffer.