



# BIOLOGÍA MOLECULAR

---

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

## *TransFast™ Transfection Reagent*

*TransFast™ Transfection Reagent:* Está integrado por los lípidos catiónicos sintéticos, (+)-N, N [bis (2-hidroxietil)]-N-metil-N-[2,3-di (tetradecanoyloxy) propil] yoduro de amonio y los lípidos neutrales, DOPE. Este se suministra como una película seca de lípidos que forma vesículas multilamellar a la hidratación con agua. Incluye: TransFast™ Transfection Reagent y Nuclease-Free Water.