



BIOLOGÍA MOLECULAR

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

Beta-Glo® Assay System

Beta-Glo® Assay System: Es un método homogéneo (un solo reactivo) de cuantificación de β -galactosidasa en células de mamífero. El sistema proporciona una señal luminiscente brillante que es estable a lo largo de varias horas usando medio de cultivo celular sin previo procesamiento de la muestra. Incluye: Beta-Glo® Assay Substrate y Beta-Glo® Assay Buffer.