



BIOLOGÍA MOLECULAR

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

GloMax® 20/20 Luminometer

GloMax® 20/20 Luminometer: Es un luminómetro ultrasensible, versátil y asequible diseñado para utilizarse con cualquier ensayo bioluminiscente Promega. Posee pantalla táctil que ofrece un gran instrumento de control y recolección de datos. Están disponibles módulos opcionales para la detección de fluorescencia que proporcionan mayor flexibilidad. La configuración del software, guía al usuario a través de un breve proceso a la hora de establecer nuevos protocolos. Los nuevos usuarios pueden crear protocolos y operar el instrumento de manera rápida. Los protocolos Promega están precargados en el software. El usuario puede seleccionar rápidamente el protocolo de interés y transferir los ensayos directamente a una hoja de cálculo de Excel. Especificaciones:

- ✓ Sensibilidad aproximada de 1×10^{-21} moles de luciferasa.
- ✓ Rango dinámico de 8 log.
- ✓ Módulos de fluorescencia disponible con UV o Luz Azul opcional.
- ✓ Pantalla táctil.
- ✓ Transferencia de datos a Excel.