



# BIOLOGÍA MOLECULAR

---

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

## ***GloMax® 96 Microplate Luminometer***

***GloMax® 96 Microplate Luminometer:*** Es un luminómetro que satisface las necesidades de alta sensibilidad y amplio rango dinámico para todas las aplicaciones de luminiscencia. Disponible con dos inyectores de reactivo. Incluye: un cable de alimentación, cable de datos, tarjeta rápida Protocolo, 5 microplacas de color blanco de 96 pocillos y el software necesarios para el funcionamiento del instrumento. Este instrumento requiere el uso de un ordenador con Microsoft® Excel. Especificaciones:

- ✓ Sensibilidad aproximada de  $3 \times 10^{-21}$  moles de luciferasa.
- ✓ Rango dinámico de 9 log.
- ✓ Ideal para ensayos basados en células.
- ✓ Importación directa a Excel (Requiere PC para operar).
- ✓ Las macros Excel permiten un análisis simple de los datos para ensayos de luciferasa duales.