



BIOLOGÍA MOLECULAR

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

GloMax®-Multi Detection System

GloMax®-Multi Detection System: Es un luminómetro que se extiende con aplicaciones de fluorescencia y absorbancia. solución ideal para obtener más datos de cada muestra.

Especificaciones:

- ✓ Diseño modular que incluye capacidades de luminiscencia (instalado en fábrica), fluorescencia y absorbancia.
- ✓ Sensibilidad aproximada de 3×10^{-21} moles de luciferasa.
- ✓ Rango dinámico de lectura de luminiscencia > 8 log.
- ✓ Kit de fluorescencia para más aplicaciones de laboratorio.
- ✓ Filtro de 6 posiciones para lecturas de absorbancia.
- ✓ Pantalla táctil.
- ✓ Operación con PC opcional.