



BIOLOGÍA MOLECULAR

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

HaloTag® Ligand Building Blocks

HaloTag® Ligand Building Blocks: Se basa en la eficiente formación de un enlace covalente entre un reportero de proteínas diseñado específicamente y su ligando específico en las células vivas, en solución o en un soporte sólido. Están disponibles:

1. [HaloTag® Succinimidyl Ester \(O4\) Ligand.](#)
2. [HaloTag® Succinimidyl Ester \(O2\) Ligand.](#)
3. [HaloTag® Amine \(O4\) Ligand.](#)
4. [HaloTag® Amine \(O2\) Ligand.](#)
5. [HaloTag® Iodoacetamide \(O4\) Ligand.](#)
6. [HaloTag® Iodoacetamide \(O2\) Ligand.](#)
7. [HaloTag® Thiol \(O4\) Ligand.](#)