



BIOLOGÍA MOLECULAR

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

Luciferase Assay System

Luciferase Assay System: Es un sistema extremadamente sensible y reactivo para la cuantificación de luciferase (1-4). Los resultados Lineales se aprecian a lo largo de al menos ocho órdenes de magnitud de la concentración de la enzima, y la tecnología patentada incorporada en la formulación ha permitido menos de 10^{-20} moles de luciferase que debe medirse en condiciones óptimas. Incluye: Luciferase Assay Substrate, Luciferase Assay Buffer y Cell Culture Lysis 5X Reagent.