



BIOLOGÍA MOLECULAR

REPORTEROS GENETICOS Y SISTEMAS DE TRANSFECCION.

ProFection® Mammalian Transfection System

ProFection® Mammalian Transfection System: La introducción de ADN en células de mamífero se ve facilitada por el ProFection® Mammalian Transfection System. Este sistema le ofrece un procedimiento por transfección en presencia de fosfato de calcio. Cada sistema contiene suficientes reactivos para 40 transfecciones de alta eficiencia de células fijadas en placas para cultivo de tejidos de 100mm. Incluye: Calcium Chloride, HEPES 2X Buffered Saline y Nuclease-Free Water.