



# PROTEÓMICA

---

## CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS.

### Ensayo de Proteína Total.

*Coomassie Plus- El mejor ensayo de Bradford.*

Características:

- ❖ Detecta concentraciones de proteínas de 1-2.000µg/ml.
- ❖ Reactivo de colorante vinculante listo para usar.
- ❖ Desarrollo de color rápido (casi inmediatamente), lectura a 595nm.
- ❖ Compatible con azúcares reductores, sustancias reductoras y tioles.
- ❖ Reactivo estable en refrigeración por dos años.
- ❖ Respuesta lineal superior por encima del rango de 125-1.500µg/ml.
- ❖ Usado con microplaca o cubeta.
- ❖ Micro protocolo útil para concentraciones de proteínas de 1-25µg/ml.

Productos:

- ❖ [\*Kit de ensayo Coomassie Plus- El mejor ensayo de Bradford.\*](#)