



# PROTEÓMICA

---

## CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS.

### Ensayo de Proteína Total.

#### *Ensayo Coomassie (Bradford) para Proteína.*

##### Características:

- ❖ Reactivo de colorante vinculante listo para usar.
- ❖ Desarrollo de color rápido (casi inmediatamente), lectura a 595nm.
- ❖ Compatible con sustancias reductoras y agentes quelantes.
- ❖ Reactivo estable en refrigeración por doce meses.
- ❖ Determina concentración de proteínas de 100-1.500µg/ml.
- ❖ Micro método para el rango de 1-25µg/ml.
- ❖ Usado con microplaca o cubeta.

##### Productos:

- ❖ [\*Kit de ensayo Coomassie \(Bradford\) para Proteína.\*](#)