



PROTEÓMICA

PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

Desalinización SPIN.

Columna Micro Spin, Zeba™.

- ❖ Tratamiento de muestras múltiples en menos de seis minutos.
- ❖ Recuperación excepcional de proteína.
- ❖ Diseñado para empleo de volúmenes pequeños de muestra (2-12 µl).
- ❖ Fácil preparación o equilibrio de columna.
- ❖ Dilución mínima de la muestra.

Columna Desalt Spin, Zeba™.

- ❖ Recuperación de proteína excepcional.
- ❖ Ningunas fracciones de selección para proteína o espera de proteína para surgir por flujo de gravedad.
- ❖ El amplio ofrecimiento de producto acomoda sus necesidades de la muestra.
- ❖ Fácil de usar sin preparación de columna incómoda o equilibración. Dilución mínima de la muestra.
- ❖ Disponible en formatos como columnas de vuelta y cartuchos de cromatografía.

Columna Spin para Desalinización de Proteínas.

- ❖ Rápido - las muestras pueden ser procesadas en menos de 5 minutos.
- ❖ Conveniente - no requieren ningunos pasos de preparación incómodos.
- ❖ La alta recuperación de proteína - provee mayor que la retención de sal del 95 %.