



PROTEÓMICA

PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

Columnas de Flujo por Gravedad.

1. [Columnas de Vidrio Reutilizable:](#)

Aplicaciones:

- ❖ Cromatografía por afinidad a pequeña escala. Estas columna de vidrio reutilizables son pre-ensambladas con punta inferior de polipropileno y disco poroso de polietileno. Capacidad de 8 ml ideal para la depuración por afinidad de flujo por gravedad o método de filtración en gel.

2. [Columnas Plásticas Desechables.](#)

Aplicaciones:

- ❖ Purificación por afinidad o cromatografía por afinidad.
- ❖ Immunodepleción.
- ❖ Cromatografía de exclusión por tamaño.