

III. PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS

1. MICROCENTRIFUGAS

Modelo	CL17/CL17R	CL21/CL21R
Características		
Volumen (ml)	24x1,5/2	24x1,5/2
Velocidad (rpm)	13300	14800
RCF (g)	17000	21100

2. APLICACIONES GENERALES

Modelo	Medilite 12	Centra CL2	CL10
Características			
Volumen (ml)	12x10	8x50	4x135 o 6x50
Velocidad (rpm)	3100	8500	4000 o 6000
RCF (g)	1228	4675	2647 o 3684

3. UNIVERSALES (Refrigeradas y No refrigeradas)

Modelo	CL30/CL30R	CL31/CL31R
Características		
Volumen (ml)	4x280 o 6x50	4x280 o 6x100
Velocidad (rpm)	4100 o 6500	4100 o 14600
RCF (g)	3176 o 5300	3176 o 23113